

	Lollipop Тест*	Антерио-назален тест	Тест със слюнка	PCR Тест
<b>Вземане на проба:</b>	Предната зона на устната кухина	Долната област на носа	Слюнка	Гърло или носната кухина, гаргара разтвор
<b>Употреба:</b>	Може да се използва за лична употреба	Одобрен като самодиагностика без лекарски контрол	Одобрен като самодиагностика без лекарски контрол	Само на определените тестови станции
<b>Стъпки:</b>	2	4	6	-
<b>Части:</b>	2	3	4	2-3
<b>Чувствителност:</b>	95,65 % спрямо PCR тест	92,00 % спрямо PCR тест	94,29 % спрямо PCR тест	10 <sup>1</sup> до 10 <sup>2</sup> генома на милилитър
<b>Резултатът от теста е готов след:</b>	10 минути	10-15 минути	10-15 минути	Обикновено в рамките на 24 часа